

UCHL3 Polyclonal antibody

【货号】 AP20243

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	UCHL3 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	UCH-L3, EC:3.4.19.12, Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase isozyme L3, Ubiquitin thioesterase L3, UCH L3
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (ubiquitin thiolesterase)
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human UCHL3
◆理论分子量	26 kDa
◆实际分子量	25 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7347
◆GenBank Accession Number	BC018125
◆UNIPROT	P15374
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:3000 for western blotting (WB) 1:10-1:100 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。