

BID Rabbit Polyclonal antibody

【货号】 AP20258

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	BID Rabbit Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	BID, FP497, p11 BID, p22 BID
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	BH3 interacting domain death agonist
◆经测试应用	WB, IP
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human BID
◆理论分子量	22 kDa
◆实际分子量	22 kDa
◆Gene ID (NCBI)	637
◆GenBank Accession Number	BC009197
◆UNIPROT	P55957
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate for Immunoprecipitation (IP)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。