

# PINK1 Recombinant antibody

【货号】 RM20110

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	PINK1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	PTEN-induced putative kinase protein 1, PTEN induced putative kinase 1, PARK6, EC:2.7.11.1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	PTEN induced putative kinase 1
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PINK1
◆理论分子量	63 kDa
◆实际分子量	42-50 kDa
◆Gene ID (NCBI)	65018
◆GenBank Accession Number	BC028215
◆UNIPROT	Q9BXM7
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。