

NF-κB p65 Recombinant antibody

【货号】 RM20125

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	NF-κB p65 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	NF κB, p65, p65; RELA, RELA, 4C7
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian)
◆经测试应用	WB, IF/ICC,FC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human NF-κB p65
◆理论分子量	65 kDa
◆实际分子量	65 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5970
◆GenBank Accession Number	BC011603
◆UNIPROT	Q04206
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:3000-1:20000 for western blotting (WB) 1:50-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) FC (INTRA) : 0.40 ug per 10 ⁶ cells in a 100 μl suspension

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。