

## FDX1 Recombinant antibody

【货号】 RM20132

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	FDX1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Ferredoxin-1, FDX, ADX, 230196E9
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	ferredoxin 1
◆经测试应用	WB, IF/ICC, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human FDX1
◆理论分子量	19 kDa
◆实际分子量	14 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2230
◆GenBank Accession Number	BC017063
◆UNIPROT	P10109
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:100-1:400 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。