

# PPAR Gamma Recombinant antibody

【货号】 RM20134

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	PPAR Gamma Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	PPARG, PPAR $\gamma$ , PPAR-gamma, Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, NR1C3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	PPARG
◆经测试应用	WB, IHC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PPARG
◆理论分子量	58 kDa
◆实际分子量	50-60 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5468
◆GenBank Accession Number	BC006811
◆UNIPROT	P37231
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:50-1:250 for Immunofluorescence (IF/P) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。