

GFAP Recombinant antibody

【货号】 RM20136

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	GFAP Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	4C6, glial fibrillary acidic protein
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	glial fibrillary acidic protein
◆经测试应用	WB, IF-P, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GFAP
◆理论分子量	50 kDa
◆实际分子量	50 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2670
◆GenBank Accession Number	BC013596
◆UNIPROT	P14136
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:5000-1:25000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF-P) 1:2500-1:10000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。