

CD31 Recombinant antibody

【货号】 RM20139

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	CD31 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	4N13, EndoCAM, GPIIA, GPIIA', PECA1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	platelet/endothelial cell adhesion molecule
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human CD31
◆理论分子量	83 kDa
◆实际分子量	130 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5175
◆GenBank Accession Number	BC022512
◆UNIPROT	P16284
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。