

YTHDF2 Recombinant antibody

【货号】 RM20140

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	YTHDF2 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	NY REN 2, HGRG8, DF2, CLL-associated antigen KW-14, CLL associated antigen KW 14
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	YTH domain family, member 2
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human YTHDF2
◆理论分子量	62 kDa
◆实际分子量	65-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	51441
◆GenBank Accession Number	BC002559
◆UNIPROT	Q9Y5A9
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

◆本产品仅限科研使用。