

## CD29 Recombinant antibody

【货号】 RM20142

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ◆产品名称                        | CD29 Recombinant antibody   |
| ◆规格                          | 50ul/100ul  |
| ◆别名                          | ITGB1, 1K20, FNRB, Glycoprotein IIa, GPIIA  |
| ◆产品类型                        | Monoclonal  |
| ◆基因全称                        | integrin, beta 1  |
| ◆经测试应用                       | WB, IF-P, IHC   |
| ◆宿主                          | Rabbit  |
| ◆种属反应性                       | Human   |
| ◆免疫原                         | A synthesized peptide derived from human CD29   |
| ◆理论分子量                       | 88 kDa  |
| ◆实际分子量                       | 100 kDa   |
| ◆Gene ID (NCBI)              | 3688  |
| ◆GenBank<br>Accession Number | BC020057  |
| ◆UNIPROT                     | P05556  |
| ◆形式                          | Liquid  |
| ◆保存条件                        | Store at -20°C. Stable for one year after shipment.   |
| ◆建议稀释度                       | 1:5000-1:25000 for western blotting (WB)<br>1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF-P)<br>1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC) |

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。