

ACSL4/FACL4 Recombinant antibody

【货号】 RM20145

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	SIRT1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	2F11, EC:2.3.1.1-, EC:2.3.1.286, hSIR2, hSIRT1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human SIRT1
◆理论分子量	82 kDa
◆实际分子量	120 kDa
◆Gene ID (NCBI)	23411
◆GenBank Accession Number	BC012499
◆UNIPROT	Q96EB6
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:4000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。