

METTL3 Recombinant antibody

【货号】 RM20152

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	METTL3 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MTA70, MT A70, Methyltransferase-like protein 3, hMETTL3, EC:2.1.1.348
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	methyltransferase like 3
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human METTL3
◆理论分子量	64 kDa
◆实际分子量	60-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	56339
◆GenBank Accession Number	BC001650
◆UNIPROT	Q86U44
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:10000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF) 1:100-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。