

## MTCO2 Recombinant antibody

【货号】 RM20159

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	MTCO2 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	COX2, MT CO2, COXII, COX 2, COII
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	cytochrome c oxidase II
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human MTCO2
◆理论分子量	26 kDa
◆实际分子量	15-20 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4513
◆GenBank Accession Number	YP_003024029
◆UNIPROT	P00403
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。