

CD107a/LAMP1 Recombinant antibody

【货号】 RM20168

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	CD107a/LAMP1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CD107a, LAMP1, 242116E8, CD107 antigen-like family member A, CD107a/LAMP1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	lysosomal-associated membrane protein 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human LAMP1
◆理论分子量	45 kDa
◆实际分子量	100-120 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3916
◆GenBank Accession Number	NM_005561.4
◆UNIPROT	P11279-1
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:8000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:200-1:800 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。