

## TUBB3-specific/TUJ1 Recombinant antibody

【货号】 RM20173

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	TUBB3-specific/TUJ1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	beta tubulin, Tubulin beta 3 chain, Tubulin beta III, TUBB3, TUBB4
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	tubulin, beta 3
◆经测试应用	WB, IHC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human TUJ1
◆理论分子量	55 kDa
◆实际分子量	55 kDa
◆Gene ID (NCBI)	10381
◆GenBank Accession Number	NM_001197181
◆UNIPROT	Q13509
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunofluorescence (IF-P) 1:1000-1:4000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。