

# Osteopontin Recombinant antibody

【货号】 RM20176

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	Osteopontin Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	OPN, SPP1, OPN, 240206A2, BNSP, Bone sialoprotein 1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	secreted phosphoprotein 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Osteopontin
◆理论分子量	35 kDa
◆实际分子量	60-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	6696
◆GenBank Accession Number	BC007016
◆UNIPROT	P10451-5
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:3000 for western blotting (WB) 1:50-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:100-1:400 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。