

ACTA1-Specific Recombinant antibody

【货号】 RM20181

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ACTA1-Specific Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ACTA1, Alpha Actin, α actin, Actin, alpha skeletal muscle, Actin alpha skeletal muscle
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	actin, alpha 1, skeletal muscle
◆经测试应用	WB, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ACTA1
◆理论分子量	42 kDa
◆实际分子量	35-40 kDa
◆Gene ID (NCBI)	58
◆GenBank Accession Number	NM_001100
◆UNIPROT	P68133
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/P)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

◆本产品仅限科研使用。