

TBK1 Recombinant antibody

【货号】 RM20183

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	TBK1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	240769G5, EC:2.7.11.1, NF kappa B activating kinase, NF-kappa-B-activating kinase, Serine/thre
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	TANK-binding kinase 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human TBK1
◆理论分子量	84 kDa
◆实际分子量	75-85 kDa
◆Gene ID (NCBI)	29110
◆GenBank Accession Number	BC034950
◆UNIPROT	Q9UHD2
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:4000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:100-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。