

VEGFA Recombinant antibody

【货号】 RM20185

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	VEGFA Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	VEGF, 7H10, L-VEGF, N-VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	vascular endothelial growth factor A
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human VEGFA
◆理论分子量	46 kDa
◆实际分子量	35-40 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7422
◆GenBank Accession Number	BC065522
◆UNIPROT	P15692
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2500 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

◆本产品仅限科研使用。