

ACADL-Specific Recombinant antibody

【货号】 RM20200

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ACADL-Specific Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ACADL, 242413B10, ACAD4, EC:1.3.8.8, LCAD
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	acyl-Coenzyme A dehydrogenase, long chain
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ACADL
◆理论分子量	48 kDa
◆实际分子量	45-48 kDa
◆Gene ID (NCBI)	33
◆GenBank Accession Number	NM_001608
◆UNIPROT	P28330
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。