

# IBA1 Recombinant antibody

【货号】 RM20245

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	IBA1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	AIF1, 4D5, AIF 1, AIF-1, allograft inflammatory factor 1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	allograft inflammatory factor 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IBA1
◆理论分子量	17 kDa
◆实际分子量	10-15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	199
◆GenBank Accession Number	BC009474
◆UNIPROT	P55008
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:10000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunofluorescence (IHC) 1:125-1:500 for Immunofluorescence (IF-P)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。