

ATP1A1 Recombinant antibody

【货号】 RM20248

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ATP1A1 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	240160E12, ATP1A 1, Atpa 1, EC:7.2.2.13, Na(+)/K(+) ATPase 1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	ATPase, Na ⁺ /K ⁺ transporting, alpha 1 polypeptide
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ATP1A1
◆理论分子量	113 kDa
◆实际分子量	110 kDa
◆Gene ID (NCBI)	476
◆GenBank Accession Number	BC050359
◆UNIPROT	P05023
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunofluorescence (IHC) 1:250-1:1000 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。