

Involucrin Recombinant antibody

【货号】 RM20249

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Involucrin Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	240566D8, IVL
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	involucrin
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Involucrin
◆理论分子量	68 kDa
◆实际分子量	130-140 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3713
◆GenBank Accession Number	NM_005547
◆UNIPROT	P07476
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。