

GOLGA2/GM130 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20261

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	GOLGA2/GM130 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	GM130, GOLGA2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130;GOLGA2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GM130
◆理论分子量	111 kDa
◆实际分子量	130-140 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2801
◆GenBank Accession Number	BC014188
◆UNIPROT	Q08379
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:4000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。