

GSK3B Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20262

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	GSK3B Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	GSK3 beta, EC:2.7.11.1, EC:2.7.11.26, GSK 3 beta, GSK-3 beta
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	glycogen synthase kinase 3 beta
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GSK3B
◆理论分子量	48 kDa
◆实际分子量	40 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2932
◆GenBank Accession Number	BC000251
◆UNIPROT	P49841
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。