

IFITM3 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20264

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	IFITM3 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	1 8U, 242056C9, DSPA2b, IFITM2/3, Interferon-induced transmembrane protein 3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	interferon induced transmembrane protein 3 (1-8U)
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IFITM3
◆理论分子量	15 kDa
◆实际分子量	15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	10410
◆GenBank Accession Number	BC006794
◆UNIPROT	Q01628
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunofluorescence (IF/ICC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。