

MITF Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20265

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	MITF Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	bHLHe32, Class E basic helix-loop-helix protein 32, MI, Microphthalmia-associated transcription factor, WS2A
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	microphthalmia-associated transcription factor
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human MITF
◆理论分子量	59 kDa
◆实际分子量	70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4286
◆GenBank Accession Number	BC012503
◆UNIPROT	O75030
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。