

MMP7 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20266

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	MMP7 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	EC:3.4.24.23, Matrilysin, Matrin, Matrix metalloproteinase 7, Matrix metalloproteinase-7
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	matrix metalloproteinase 7 (matrilysin, uterine)
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human MMP7
◆理论分子量	29 kDa
◆实际分子量	29 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4316
◆GenBank Accession Number	BC003635
◆UNIPROT	P09237
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:4000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。