

RAD51 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20268

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	RAD51 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	BRCC5, HRAD51, HsRad51, HsT16930, RAD51 homolog A
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae)
◆经测试应用	WB, IP
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human RAD51
◆理论分子量	37 kDa
◆实际分子量	37 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5888
◆GenBank Accession Number	BC001459
◆UNIPROT	Q06609
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate for Immunoprecipitation (IP)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。