

SOD2 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20270

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	SOD2 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	SODM, 240462H8, EC:1.15.1.1, IPO B, IPOB
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	superoxide dismutase 2, mitochondrial
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human SOD2
◆理论分子量	25 kDa
◆实际分子量	22 kDa
◆Gene ID (NCBI)	6648
◆GenBank Accession Number	BC016934
◆UNIPROT	P04179
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。