

Cyclin B1 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20273

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Cyclin B1 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CCNB1, CCNB, Cyclin B, G2/mitotic specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	cyclin B1
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Cyclin B1
◆理论分子量	48 kDa
◆实际分子量	55-60 kDa
◆Gene ID (NCBI)	891
◆GenBank Accession Number	BC006510
◆UNIPROT	P14635
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1500-1:2500 for western blotting (WB)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。