

PMS2 Rabbit Monoclonal antibody

【货号】 RM20274

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	PMS2 Rabbit Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	242455F8, EC:3.1.-.-, HNPCC4, PMS1 protein homolog 2, PMS2CL
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae)
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PMS2
◆理论分子量	96 kDa
◆实际分子量	100-110 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5395
◆GenBank Accession Number	BC093921
◆UNIPROT	P54278
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。