

Anti-beta actin antibody

【货号】 AM20100

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Anti-beta tubulin Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Tubulin beta 3 chain, Tubulin beta III, 1D4A4, TUBB4, Tubulin beta-3 chain
◆产品类型	内参抗体
◆基因全称	tubulin, beta 3
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human TUBB3
◆克隆类型	Monoclonal
◆理论分子量	50 kDa
◆实际分子量	40-55 kDa
◆Gene ID (NCBI)	10381
◆GenBank Accession Number	BC000748
◆UNIPROT	Q13509
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:10000-1:50000 for western blotting (WB) 1:10-1:500 for Immunohistochemistry (IHC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。