

Anti-beta actin antibody

【货号】 AM20102

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	Anti-beta actin antibody
◆规格	50ul
◆别名	ACTB, Actin, actin, beta, Actin, cytoplasmic 1, B actin, Beta actin, PS1TP5BP1, β actin
◆产品类型	内参抗体
◆基因全称	Actin, cytoplasmic 1
◆经测试应用	WB, IF/ICC, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human beta Actin
◆克隆类型	Monoclonal
◆理论分子量	42 kDa
◆实际分子量	42 kDa
◆Gene ID (NCBI)	60
◆GenBank Accession Number	NM_001101
◆UNIPROT	P60709
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:20000-1:100000 for western blotting (WB) 1:20-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:500-1:2000 for Immunofluorescence (IF)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。