

Lamin B1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20114

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Lamin B1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	LMNB1, LMNB, LMN2, Lamin-B1, laminB1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	lamin B1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Lamin B1
◆理论分子量	66 kDa
◆实际分子量	66-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4001
◆GenBank Accession Number	BC012295
◆UNIPROT	P20700
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:20000-1:100000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/P) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。