

Annexin A2 Mouse Monoclonal antibody

【货号】 AM20252

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Annexin A2 Mouse Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ANXA2, 3H1B11, Annexin 2, Annexin II, Annexin-2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	annexin A2
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Annexin A2
◆理论分子量	39 kDa
◆实际分子量	35 kDa
◆Gene ID (NCBI)	302
◆GenBank Accession Number	BC016774
◆UNIPROT	P07355
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:10000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC) 1:125-1:500 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。