

6*His, His-Tag Polyclonal antibody

【货号】 AP20194

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	6*His, His-Tag Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆产品类型	标签抗体
◆基因全称	6*His, His-Tag
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Recombinant Protein
◆克隆类型	Polyclonal
◆UNIPROT ID	HISTAG
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1000 for western blotting (WB)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。