

MDM2/HDM2 Rabbit Polyclonal antibody

【货号】 AP20256

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	MDM2/HDM2 Rabbit Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MDM2, E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, EC:2.3.2.27, hdm2, p53-binding protein Mdm2
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse)
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human MDM2
◆理论分子量	55 kDa
◆实际分子量	75-85 kDa, 57-60 kDa, 40-55 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4193
◆GenBank Accession Number	NM_001145337.2
◆UNIPROT	Q00987
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1500 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。