

DMEM/F12 (-HEPES)

- 【产品简介】** ◇DMEM-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) 是一种广泛使用的基础培养基, 可用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长。
◇DMEM/F-12适用于MDCK、胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞及小鼠成纤维细胞。
◇含谷氨酰胺, 不含HEPES。
- 【货 号】** C2004
- 【规 格】** 500ml
- 【理化性质】** ◇在光线充足条件下目视检查, 应为红色、透明、无异物的液体
◇pH 计测定, 应为 7.0~7.4
◇冰点法测定, 应为 260~350 (mOsmol/kg)
◇凝胶法检测, 细菌内毒素含量 ≤ 1 (EU/ml)
- 【保存条件】** 2~8℃保存, 有效期一年
- 【使用方法】** 1.从规定的储存条件下取出培养基, 并查看标签信息。
2.用 75%乙醇等消毒液擦拭瓶子的外部。
3.在层流培养罩下使用无菌/无菌技术, 按照既定的协议工作。
4.如果需要, 可以添加相应的抗生素。
- 【注意事项】** ◆本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。