

RPMI-1640 (-Calcium Nitrate)

- 【产品简介】** ◇RPMI 1640培养基最初是为悬浮液和单层培养人白血病细胞而开发的。
◇RPMI 1640培养基适用于各种哺乳动物细胞, 包括HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, 星形胶质细胞和癌细胞。
◇含谷氨酰胺、不含硝酸钙。
- 【货 号】** C2005
- 【规 格】** 500ml
- 【理化性质】** ◇在光线充足条件下目视检查, 应为红色、透明、无异物的液体
◇pH 计测定, 应为 7.0~7.4
◇冰点法测定, 应为 260~350 (mOsmol/kg)
◇凝胶法检测, 细菌内毒素含量≤1 (EU/ml)
- 【保存条件】** 2~8℃保存, 有效期一年
- 【使用方法】** 1.从规定的储存条件下取出培养基, 并查看标签信息。
2.用 75%乙醇等消毒液擦拭瓶子的外部。
3.在层流培养罩下使用无菌/无菌技术, 按照既定的协议工作。
4.如果需要, 可以添加相应的抗生素。
- 【注意事项】** ◆本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。