

DMEM/HIGH GLUCOSE

- 【产品简介】** ◇DMEM高糖是原始DMEM的进一步修饰，每升含有4500毫克葡萄糖。额外的葡萄糖已被证明可用于培养各种其他细胞系，包括小鼠和鸡细胞的原代培养物以及各种正常和转化的细胞系。
- ◇DMEM 培养基适用于原代成纤维细胞、神经元、胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞，以及 HeLa、293、Cos-7 和 PC-12 等细胞系。
- ◇高葡萄糖，不含丙酮酸钠，含L-谷氨酰胺。
- 【货 号】** C2008
- 【规 格】** 500ml
- 【理化性质】** ◇在光线充足条件下目视检查，应为红色、透明、无异物的液体
- ◇pH 计测定，应为 7.0~7.4
- ◇冰点法测定，应为 260~350 (mOsmol/kg)
- ◇凝胶法检测，细菌内毒素含量≤1 (EU/ml)
- 【保存条件】** 2~8℃保存，有效期一年
- 【使用方法】** 1.从规定的储存条件下取出培养基，并查看标签信息。
- 2.用 75%乙醇等消毒液擦拭瓶子的外部。
- 3.在层流培养罩下使用无菌/无菌技术，按照既定的协议工作。
- 4.如果需要，可以添加相应的抗生素。
- 【注意事项】** ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。