

蛋白酶抑制剂Cocktail(EDTA-Free, 100× in DMSO)

- 【产品简介】** ◇蛋白酶抑制剂cocktail用于细胞裂解物或组织提取物可以抑制蛋白酶的作用从而提高蛋白质的稳定性。
- ◇蛋白酶抑制剂cocktail是一种组合型抑制剂, 包括对半胱氨酸, 丝氨酸, 酸性蛋白酶和氨基肽酶具有广泛特异性的AEBSF、Aprotinin、Bestatin、E-64、Leupeptin 和 Pepstatin A。
- ◇适用于WB、Co-IP、pull-down、IF、IHC、kinase assay等。
- ◇该蛋白酶抑制剂cocktail作为DMSO即用溶液提供。
- 【货 号】** P1102
- 【规 格】** 1ml/支
- 【保存条件】** -20℃保存, 有效期一年, 避免反复冻融。
- 【使用方法】** 室温解冻后, 在实验前按 1: 100 (v/v) 稀释至溶液样品中即可 (如细胞裂解物或组织提取物中)。具体使用量可以根据实验具体情况进行优化以达到更好的使用效果。
- 【注意事项】** ◇为了您的身体安全及健康, 请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
- ◇本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。